
「HeartyLadder でのマイボイス再生」

HeartyLadder を起動します。



プログラムから起動しなくても、HeartyLadder をインストールするとデスクトップにでき



る HeartyLadder をクリックします。すると次のような画面になります。



このように、この画面に文字を入力して「行読」をクリックすると、 マイボイスで読み上げます。

なお、行読の下にある「全読」をマウスでクリックするとコンピュ ーターの音声で読み上げます(マウスモード)。

HeartyLadder については、HeartyLadder のホームページからマニュアルをダウンロード して環境設定などをよく読んでください。

この CD にある

基本操作マニュアル hl_manual をよくお読みください。

スイッチで使用する場合は、環境設定マニュアル set_manual をよくご参照になり、とりあえず、マウスのクリックをスイッチにして動きを確認した後、ジョイパッドを改造してスイッチをつなげられるようにし(改造が困難な場合は、環境設定マニュアルのなか5ページある案内に従って改造見本品を入手してください。そして、患者さんのスイッチをつないで、環境設定マニュアルの7ページ以降の共通項目の設定の例に従い、モードの下を、「ジョイススティックボタン」に変更する等などして、1ボタンモードをお試しください。

- 文字入力が外付けスイッチを使ってオートスキャンを利用できるため、キーボードが使いにくい方でも文章がつくりやすいです。
- HeartyLadder は非常に細かい設定ができます。マニュアルだけでなく、ホームページ の BBS などを参照してより使いやすい設定をみつけてください。使いにくい状態で使い続けないことが大切です。

マイボイスの「あ」「い」「う」と「単文(「ありがとう」)での音声再生

(単文登録の仕方と一部重複)


マイボイスは、「あ」「い」「う」…という声の組み合わせで、新しい文を読ませます。 一方、「こんにちは」「ありがとう」などの単語単位で録音したものは、そのファイルがそのまま使われます。

そこで、単語や短い文(両方をあわせて以下「単文」と記します)単位で録音しておくと、 それがそのまま使われますので、単語や文の、まとまった強弱やイントネーションも表現 できます。

例)「あ」「い」「う」で作る「あ」「り」「が」「と」「-」は、やや単調な読みあげ 「ありがとう」の音声ファイルがあれば、そのまま「ありがとう」を再生します。


この「ありがとう」ファイルは、「ありがとう」という単語で録音したものをそのまま再生します。

ハーティーラダーでは以下のようになります。



読み上げ:「ありがとう」+「た」「な」「か」「く」「ん」

もし、「お母さん」という単語録音があれば




読み上げ:「ありがとう」+「お母さん」 となります。

また、「ありがとう」も、「あ」 \rightarrow 「り」 \rightarrow 「か」 \rightarrow 「゛」 \rightarrow 「と」 \rightarrow 「う」と一字一字ず つ入力しなくても、



直接一覧から「ありがとう」を選んで入力することができます。

そのための手順をはじめからお示しすると




まず「セレクト」を選びます。





ピンクのマイボイスを選ぶと「ありがとう」の一覧が出てきます。

もし、「ありがとう」以外に、たくさんの単文音声ファイルがあれば



こんな感じで入っているとして

HeartyLadder では、

「ありがとう」の他にも単文がたくさんあるとこうなります。(選びやすい)



単文がたくさんある場合は、単文音声ファイルをフォルダを作ってわけて保存しておけば、 表もカテゴリー別で自動整理してくれます。





「ありがとう」「お母さん」「か」「れ」「-」「ら」「い」「す」「うわめっっちゃ嬉しい」 単文を録音していない場合は、単語単位での再生はございません。

文字を入力したものが、すべて「あ」「い」「う」で読み上げられます。