

インストール手順

1. ソフトのインストール

①ハーティーラダー本体とマイボイス本体

Hearty12XXX.exe と SetupMyvoice.exe をインストールする。

②「全読」を押したときパソコンの声（音声エンジン）でしゃべれるようにする アクセストークの読み上げツール ByAquestalk.exe をインストールします。



まず上記ページ（ハーティー サポーター で検索）に辿り着いてください。
そして左上のログインか「登録申請」をしてください（はじめての方）

次に左側のダウンロード

「伝えたい」を「お手伝い」
← → ↻ heartyladder.net/xoops/
HeartyLadder ハーディー・ラダー
～「伝えたい」を～
アクセスカウンタ
今日： 101
昨日： 116
総計： 86177
メインメニュー
・ ホーム
・ 新着情報
・ Hearty Blog(ブログ)
・ 会議室
・ データ集
・ **ダウンロード**
・ プライベートメッセージ
インフォメーション

すると下のような画面に行けます。

HeartyLadder ハーディー・ラダー・サポーター
～「伝えたい」を「お手伝いしたい」～
カテゴリ選択 当サイトのデータベースには 27 件のファイルがあります
[RDF] [RSS] [ATOM] [一覧]
HeartyLadder (1) [RSS] [一覧]
オプションパネル (9) [RSS] [一覧]
学習リモコン (1) [RSS] [一覧]
読み上げプログラム (3) [RSS] [一覧]
マニュアル (4) [RSS] [一覧]
ソフトウェア (2) [RSS] [一覧]
(Total:20)
MyVoice (1) [RSS] [一覧]
開発途中 (0) [RSS] [一覧]
その他 (2) [RSS] [一覧]
視線入力関係 (1) [RSS] [一覧]
視線入力用パネル (2) [RSS] [一覧]
(Total:3)
会員専用 (1) [RSS] [一覧]

「会員専用」をクリック

ダウンロード
・ HeartyLadder
・ MyVoice
・ 開発途中
・ その他
・ 視線入力関係
・ 会員専用
・ 人気ダウンロード
・ 高評価ダウンロード
・ ファイル一覧
・ プライベートメッセージ
インフォメーション
インフォメーション
・ サポート機関・団体
会員だけがダウンロードできるファイルです。
カテゴリ 会員専用
HeartyLadder用読み上げツール By AquesTalk2
説明
HeartyLadder用読み上げツール AquesTalk2版
このツールは、HeartyLadderで入力した文章などを音声合成で読み上げるためのものです。このツールはHeartyLadderによって起動され、全読などのボタンが押されると、これにデータが送られて読み上げを行います。
声の種類や読み上げ速度はHeartyLadderの環境設定のその他のタブにある「読み上げソフトのプロパティボタンを押すと設定画面が出ますのでそこで設定してください。

ここで「フロッピーマーク」をクリックすると「読み上げツール」をダウンロードできます。ダウンロードしたファイルをインストールしてください。

ここでダウンロードしたものは、他の人に使えません。登録してログインした人のみ使用できます。(株)アクエスト様のご厚意により使わせていただいています。

③メールにマイボイス音声を添付できるようにする。

午後のコーダというソフトをインストールします（うまくいかない場合は互換モードで）

インストール後、1回はソフトが起動しますが、閉じてしまってください。直接的には2度と使うことはありません（音声ファイルをスマホで聞けるようにmp3に変換する機能を得るためにだけインストールします。）

操作についてはこのCDのなかの資料「4 メールに声をのせる」をご参照ください。